

UROMED transurethral Dauerspül-Silikonballonkatheter

UROMED Transurethral Continuous Irrigation Silicone Balloon Catheter

REF 2130 REF 2132

Couvelairespitze
3-lumig, 2 Augen
Couvelaire tip
3-way, 2 eyes

Der weiche Spülkatheter »soft« (REF 2132) ist für eine schonende Langzeitspülung ausgelegt.


The soft version of the irrigation catheter »soft« (REF 2132) is designed for a gentle long-term irrigation.

**Transurethraler
Silikonballonkatheter zur
kontinuierlichen Blasenspülung
während der postoperativen
Blasendrainage**

- kurze, knickstabile Spitze
- Spitze röntgenologisch darstellbar
- große, versetzte Augen
- hohe Spül- und Drainageleistung
- reines Silikon

**Transurethral
silicone balloon catheter for
continuous bladder irrigation
during postoperative
bladder drainage**

- short, nonkinking tip
- radiopaque tip
- large, staggered eyes
- high irrigation and drainage results
- pure silicone



REF 2130
fest
solid

REF 2132
weich
soft

REF REF	Ch./Fr. Ch./Fr.	Ø Ø	Ballon Balloon	Länge Length	Effektivlänge Effective length	PZN CPN
2130.18	18	6,0 mm	40 ml	430 mm	358 mm	04741609
2130.20	20	6,7 mm	50 ml	430 mm	358 mm	03280997
2130.22	22	7,3 mm	50 ml	430 mm	358 mm	03281005
2130.24	24	8,0 mm	50 ml	430 mm	358 mm	03281011
Hilfsmittelkatalog: 15.25.15.3032						
2132.20	20	6,7 mm	50 ml	430 mm	358 mm	07654383
Hilfsmittelkatalog: 15.25.15.3032						

Verpackung: steril
Originalkarton: 10 Stück

Packaging: sterile
Original carton: 10 pieces