

UROMED transurethral Dauerspül-Silikonballonkatheter

UROMED Transurethral Continuous Irrigation Silicone Balloon Catheter

REF 2340 REF 2341

Dufourspitze
3-lumig, 2 Augen


Dufour tip
3-way, 2 eyes

**Transurethraler
Silikonballonkatheter zur
kontinuierlichen Blasenspülung
während der postoperativen
Blasendrainage**

- lange, knickstabile Spitze
- Spitze röntgenologisch darstellbar
- große, versetzte Augen
- hohe Spül- und Drainageleistung
- reines Silikon
- fest

**Transurethral
silicone balloon catheter for
continuous bladder irrigation
during postoperative
bladder drainage**

- long, nonkinking tip
- radiopaque tip
- large, staggered eyes
- high irrigation and drainage results
- pure silicone
- solid



REF REF	Ch./Fr. Ch./Fr.	Ø Ø	Ballon Balloon	Länge Length	Effektivlänge Effective length	PZN CPN
2340.18	18	6,0 mm	40 ml	430 mm	358 mm	07198608
2340.20	20	6,7 mm	50 ml	430 mm	358 mm	04741621
2340.22	22	7,3 mm	50 ml	430 mm	358 mm	04741638
2340.24	24	8,0 mm	50 ml	430 mm	358 mm	04741644
Hilfsmittelkatalog: 15.25.15.3034						
2341.20	20	6,7 mm	60 ml	430 mm	358 mm	04673517
2341.22	22	7,3 mm	60 ml	430 mm	358 mm	04673492
2341.24	24	8,0 mm	70 ml	430 mm	358 mm	04673256
Hilfsmittelkatalog: 15.25.15.3034						

Verpackung: steril
Originalkarton: 10 Stück

Packaging: sterile
Original carton: 10 pieces