




Easytrap[®]



Sistema per aspirazione polipi

SUCTION POLYP TRAP

Meditalia[®]

Easytrap



Meditalia®

SISTEMA ASPIRAZIONE POLIPI

SUCTION POLYP TRAP

**Alta performance dei tubi durante l'aspirazione.
Contenitore pre-assemblato in posizione 1**

*High performance of tubes during the aspiration.
Pre-assembled container into position 1*

**Rotazione fluida del contenitore.
I diametri dei fori garantiscono un adeguato
drenaggio dei liquidi aspirati**

*Smooth rotation of the container.
The holes diameter guarantee an adequate
draining of the aspirated liquids*

**Il connettore a forma conica allungata filiforme
facilita l'inserimento dell'aspiratore chirurgico**

*Conical shape of the connector facilitates the insertion
into the surgical aspiration unit*

**Dotato di esclusivo tappo per il trasporto
in laboratorio, completo di un' idonea etichetta
per il riconoscimento del paziente e/o file**

*Provided with an exclusive lid for the transport to
the laboratory labelled with
patients name and/or file number*

Products info

References

Chambers

Material

Accessories

MED/105

4

polycarbonate

secon lid

Meditalia®