



Injision



Ago per iniezione endoscopica

INJECTION NEEDLE

Meditalia®



Meditalia®

AGO PER INIEZIONE ENDOSCOPICA INJECTION NEEDLE

Molla di ritenzione
Retention Spring

Catetere esterno ed interno in PTFE trasparente per una migliore visualizzazione del liquido iniettato

External and internal catheter in transparent PTFE for a better view of the injection fluid

L'affilatura dell'ago permette una penetrazione atraumatica e senza perdite di liquidi

The needle's precision sharpening allows for an atraumatic penetration with no fluid leakage

L'esclusiva molla di ritenzione, posizionata nella parte distale del catetere permette la fuoriuscita dell'ago anche in caso di stress e ne garantisce la sua completa estensione

The exclusive retention spring located in the distal part of the catheter, facilitates needle release even under stress condition and ensure its full extension

Products info

References	Working length	Sheath diameter	Channel	Gauge	Needle length
MED-136-INJ	230 cm	2,3 mm	2,8 mm	23	4 mm
MED-137-INJ	230 cm	2,3 mm	2,8 mm	23	5 mm
MED-138-INJ	230 cm	2,3 mm	2,8 mm	25	5 mm
MED-139-INJ	230 cm	2,3 mm	2,8 mm	21	5 mm
MED-221-INJ	160 cm	2,3 mm	2,8 mm	23	4 mm
MED-222-INJ	160 cm	2,3 mm	2,8 mm	25	5 mm
MED-232-INJ	160 cm	1,8 mm	2,0 mm	23	4 mm
MED-235-INJ	230 cm	2,3 mm	2,8 mm	25	4 mm
MED-418-INJ	270 cm	2,3 mm	2,8 mm	23	4 mm
MED-242-INJ	230 cm	2,3 mm	2,8 mm	23	2 mm