



*i*Take◆



Pinza da recupero rotante

ROTATABLE RETRIEVAL FORCEP

Meditalia®



Morso dente di topo
Rat tooth jaws



Morso becco di pellicano
Pelican jaws



Morso bocca di alligatore
Alligator jaws



Morso alligatore/dente di topo
Alligator/rat tooth jaws



Disponibile anche rotante
Available rotatable

Meditalia®

PINZA DA RECUPERO

RETRIEVAL FORCEP

Alta performance in termini di presa
High performance in terms of grip

Varie tipologie di morso
Different types of jaws

Rotazione, apertura e chiusura anche con duodenoscopia per recupero protesi biliari
Rotation, opening and closing also with duodenoscope for biliary stent retrieval

Products info

References	Working length	Sheath diameter	Channel	Sheath	Jaws
MED-115-RET	230 cm	2,3 mm	2,8 mm	teflon	rat-tooth
MED-116-RET	230 cm	2,3 mm	2,8 mm	teflon	alligator
MED-117-RET	230 cm	2,3 mm	2,8 mm	teflon	rat-tooth/alligator
MED-118-RET	230 cm	2,3 mm	2,8 mm	teflon	pelican
MED-119-RET	230 cm	2,3 mm	2,8 mm	teflon	5 prongs grasping
MED-177-RET	230 cm	2,3 mm	2,8 mm	s.steel	rat-tooth 
MED-178-RET	230 cm	2,3 mm	2,8 mm	s.steel	rat-tooth/alligator 
MED-179-RET	230 cm	2,3 mm	2,8 mm	s.steel	pelican 

Meditalia®