



LEVIA*Than*



Pinza per resezione a freddo

COLD CUT RESECTION FORCEP

Meditalia®



Disponibile anche rotante
Available rotatable

Meditalia®

PINZA MULTIPRELIEVO PER RESEZIONE POLIPI DIMINUTIVI MULTIFUNCTIONAL FORCEP FOR THE RESECTION OF DIMINUTIVE POLYPS

Apertura delle valve da 1 cm utilizzata come unità di misura per l'identificazione del polipo diminutivo

The valves opening span of 1 cm can be used as a unit of measurement to identify the diminutive polyp

La doppia fenestratura ha un diametro maggiorato del 20%, ottimizzando il drenaggio di liquidi

Valves double fenestration has an increased diameter of 20%, optimizing the drainage of liquids

Il device ha una rotazione graduata 1:1 tramite rondella dedicata nella parte distale del manipolo

Device provided with a graduated rotation 1:1 through a dedicated rotation connector placed on the distal part of the handle

Sezione centrale del morso di diametro fino a 3,6 mm

Central section of the bite diameter 3,6 mm

Lo spessore ridotto della parete delle valve aumenta il volume e quindi la capienza del morso

The reduced thickness of the valves side part increases the volume capacity of the bite

Products info

References	Working length	Sheath diameter	Channel	Cup shape	Jaws	Central cup diameter	Sheath
MED-209-LEV	230 cm	2,3 mm	2,8 mm	oval	smoothed	2,6 mm	teflon
MED-210-LEV	230 cm	2,3 mm	2,8 mm	oval	smoothed	2,6 mm	teflon 
MED-211-LEV	230 cm	2,3 mm	2,8 mm	oval	toothed	2,6 mm	teflon
MED-212-LEV	230 cm	2,3 mm	2,8 mm	oval	toothed	2,6 mm	teflon 
MED-309-LEV	230 cm	2,6 mm	3,7 mm	oval	smoothed	3,6 mm	teflon
MED-310-LEV	230 cm	2,6 mm	3,7 mm	oval	smoothed	3,6 mm	teflon 
MED-311-LEV	230 cm	2,6 mm	3,7 mm	oval	toothed	3,6 mm	teflon
MED-312-LEV	230 cm	2,6 mm	3,7 mm	oval	toothed	3,6 mm	teflon 

Semplice ed efficace

Unico dispositivo certificato  per resezione polipi e multiprelievo

Meditalia®

Unique multifunctional device  certified for
resection of polyps and multi collection