



Netis



Ansa a rete da recupero

LOOP NET FOR RETRIEVAL

Meditalia®



Disponibile anche rotante
Available rotatable

Meditalia®

ANSA A RETE DA RECUPERO LOOP NET FOR RETRIEVAL



Punta arrotondata atraumatica
Atraumatic rounded tip

**Catetere in HDPE con diametro interno maggiorato
essenziale per una migliore scorrevolezza del device**

*HDPE catheter with increased internal diameter
essential for a better sliding of the device*

**Versione ultra stiff con sezione interna
dell'ansa a forma piatta per una maggiore
stabilità del loop**

**Versione flessibile per una maggiore
manovrabilità del loop**

*Ultra-stiff version with flat inner section of the loop
for a better stability of the loop
Flexible version for a better maneuverability of the loop*

**Il filo piatto che collega il manipo al retino minimizza la frizione durante la
fuoriuscita del device dal catetere**

*The flat wire connecting the handle to the net minimizes friction during
the device's exit from the catheter*

Products info

References	Working length	Sheath diameter	Channel	Loop net diameter	Wire stiffness
MED-132-NET	230 cm	2,5 mm	2,8 mm	oval 40x65 mm	Ultra Stiff
MED-133-NET	230 cm	2,5 mm	2,8 mm	oval 30x60 mm	Ultra Stiff
MED-194-NET	160 cm	1,8 mm	2,0 mm	oval 25x45 mm 	Ultra Stiff
MED-195-NET	230 cm	2,5 mm	2,8 mm	oval 25x45 mm 	Ultra Stiff
MED-217-NET	260 cm	2,5 mm	2,8 mm	oval 30x60 mm	Ultra Stiff
MED-218-NET	230 cm	2,5 mm	2,8 mm	octagonal 40x55 mm 	Ultra Stiff
MED-219-NET	160 cm	2,5 mm	2,8 mm	octagonal 40x55 mm 	Ultra Stiff
MED-200-NET	120 cm	1,8 mm	2,0 mm	oval 10x25 mm	Ultra Stiff
MED-201-NET	230 cm	2,5 mm	2,8 mm	oval 50x80 mm	Ultra Stiff
MED-202-NET	160 cm	2,5 mm	2,8 mm	oval 50x80 mm	Ultra Stiff
MED-203-NET	230 cm	2,5 mm	2,8 mm	oval 30x60 mm 	Ultra Stiff
MED-204-NET	230 cm	2,5 mm	2,8 mm	oval 40x65 mm 	Ultra Stiff
MED-214-NET	230 cm	2,5 mm	2,8 mm	oval 25x45 mm 	Flexible
MED-215-NET	230 cm	2,5 mm	2,8 mm	oval 30x60 mm 	Flexible
MED-216-NET	230 cm	2,5 mm	2,8 mm	oval 40x65 mm 	Flexible