

UROMED Katheterventil »basic«

UROMED Catheter Valve »basic«

REF 1502

Das UROMED Katheterventil »basic« ist insbesondere auch für Patienten mit eingeschränkter Handmotorik geeignet. Die patientenorientierte Kennzeichnung von open/close am Hebel bietet eine eindeutige visuelle Orientierungshilfe, ob das Katheterventil geöffnet oder geschlossen ist.

The UROMED catheter valve »basic« is particularly well suited for patients with limited hand motorics. The patient-friendly open/close marking on the lever offers a clear visual orientation whether the catheter valve is open or closed.

Katheterventil zur Steuerung der Harnblasenentleerung mit einem Dauerkatheter


- wiederholtes Einsetzen und Lösen eines Katheterstopfens entfällt
- durch Kipphebelmechanismus auch für Patienten mit eingeschränkter Handmotorik geeignet
- verlängerter Steg verhindert Berührung des Hebels mit dem Kathetertrichter und reduziert somit zudem das Kontaminationsrisiko
- konischer Stufenkonnektor sorgt für eine sichere Verbindung von Katheterventil und Katheter
- Ansatzstück für eine sichere Konnektion mit UROMED Urinbeuteln
- kleine und sehr leichte Bauweise ermöglicht komfortables Tragen
- DEHP- und Latex-frei

Catheter valve to control the bladder drainage with a permanent urinary catheter

- repeated insertion and detachment of a catheter plug is not required
- lever mechanism makes the device suitable for patients with limited hand motorics
- extended bar prevents contact between the lever and the catheter funnel and thus reduces the risk of contamination
- conically graduated connector ensures safe connection between catheter valve and catheter
- attachment for the secure connection with UROMED urine bags
- small and very lightweight design for comfortable wearing
- DEHP- and latex-free

Kipphebelmechanismus
Lever mechanism

Ansatzstück für UROMED Urinbeutel
Attachment for UROMED urine bags



UROMED
PRODUKTE FÜR DIE UROLOGIE

Verpackung: steril
Originalkarton: 20 Stück

Packaging: sterile
Original carton: 20 pieces