




FREDDA®



Ansa da polipectomia a freddo

COLD POLYPECTOMY SNARE

Meditalia®



Meditalia®

ANSA DA POLIPECTOMIA A FREDDO COLD POLIPECTOMY SNARE

Linea completa di tre morfologie (scudo, ovale esagonale) in tre diametri 7-10-15 mm

Complete range of shapes: diamond, oval, hexagonal, with three diameters 7-10-15 mm

Morfologia filo per resezioni polipi a freddo da 0,30 mm

0,30 mm wire morphology for cold resection of polyps

Ottima memoria di forma

Excellent memory shape

Rotazione graduata 1:1 con filo in nitinol all'interno del catetere

Graduated rotation 1:1 with internal nitinol wire inside the catheter

Products info

References	Working lenght	Sheath diameter	Channel	Loop diameter	Loop shape
MED-129-COLD	230 cm	2,3 mm	2,8 mm	7 mm	oval 
MED-120- COLD	230 cm	2,3 mm	2,8 mm	10 mm	Similar Exacto®
MED-121- COLD	230 cm	2,3 mm	2,8 mm	10 mm	Oval 
MED-122- COLD	230 cm	2,3 mm	2,8 mm	15 mm	Oval 
MED-123- COLD	230 cm	2,3 mm	2,8 mm	10 mm	Hexagonal 
MED-124- COLD	230 cm	2,3 mm	2,8 mm	15 mm	Hexagonal 