

UROMED Katheterventil »universal« UROMED Catheter Valve »universal«

REF 1500/1501/1505

Harnlassen auf Knopfdruck.
Das bedeutet kontaminationsfreie
Bedienung und gezieltes
Blasentraining.

*To urinate by the touch of a button.
This means contamination-free use
and methodical bladder training.*

Katheterventil zur Steuerung der
Harnblasenentleerung mit einem
Dauerkatheter

- wiederholtes Einsetzen und Lösen
eines Katheterstopfens entfällt
- einhändige Bedienbarkeit des
Druckknopfes
- automatisches Schließen nach
Loslassen des Druckknopfes
- sauberer Tropfenabriss
- sehr leicht (10 g)
- körperfreundliche Form
- Daueröffnung mit integriertem
Schieber
- zuverlässiges und
schnelles Adaptieren eines
UROMED CYSTOBAG Urinbeutels
ohne Manipulation am Katheter

Catheter valve to control the bladder
drainage with a permanent urinary
catheter

- repeated insertion and detachment
of a catheter plug is not required
- one-handed usability of the
push-button
- automatic closing after release
of the push-button
- clean drop separation
- very light (10 g)
- contoured shape
- permanent opening with integrated
slider
- safe and fast adapting of a
UROMED CYSTOBAG urine bag
without manipulating the catheter




REF 1500

UROMED Katheterventil »universal«
UROMED catheter valve »universal«



REF 1505

UROMED Katheterventiladapter
mit Sicherheitsbajonettverschluss
zur Verbindung eines Katheterventils mit einem
UROMED Urinbeutel mit Stufenkonnektor
UROMED catheter valve adapter
with safety bayonet lock
for connection of a catheter valve with a
UROMED urine bag with step connector



REF 1501

UROMED Katheterventil »universal«
mit Katheterventiladapter
UROMED catheter valve »universal«
with catheter valve adapter

REF REF	PZN CPN
1500	04741874
1501	07198560
1505	07198577

Hilfsmittelkatalog: 15.25.16.0017

Verpackung: steril
Originalkarton: 5 Stück
Packaging: sterile
Original carton: 5 pieces