




PINZA PER BIOPSIA

BIOPSY FORCEPS

DESTINAZIONE D'USO

Pinze biottiche monouso utilizzate per il prelievo di tessuto gastrointestinale durante procedure endoscopiche.

CARATTERISTICHE

Ovali doppia fenestratura.
Guaina in teflon.
Manico ergonomico in materiale plastico.
Confezione sterile monouso. Box da 10 pz.

INDICATIONS

Disposable biopsy forceps used for the withdrawal of the gastrointestinal tissue during endoscopy procedures.

FEATURES

Double fenestrated oval cup.
Sheath in teflon.
Plastic ergonomic handle.
Packaged sterile for single use.
10 pcs per box

PRODUCT INFO

References	Working length	Sheath diameter	Channel	Cup shape	Sheath
MED-110-FOR	230 cm	2,3 mm	2,8 mm	oval	teflon
MED-112-FOR	160 cm	2,3 mm	2,8 mm	oval	teflon
MED-113-FOR	230 cm	3,0 mm	3,4 mm	oval	teflon
MED-114-FOR	160 cm	1,8 mm	2,0 mm	oval	teflon

SPIKED VERSION

MED-109-FOR	230 cm	2,3 mm	2,8 mm	oval	teflon
MED-111-FOR	160 cm	2,3 mm	2,8 mm	oval	teflon