

UROMED CYSTOBAG TK 4000

geschlossenes Urindrainagesystem

Closed Urine Drainage System

REF 4810

4000 ml

Schlauchlänge 112 cm

4000 ml

tube length 112 cm

Der UROMED CYSTOBAG TK 4000 mit 4000 ml Fassungsvermögen wurde speziell für die Bedürfnisse im stationären Sektor entwickelt. Das in der Tropfkammer integrierte Rücklaufventil gewährt einen großlumigen Durchlauf, sodass bei möglichen Geweberückständen oder Blutkoageln ein ungehinderter Abfluss des Urins möglich ist.


UROMED CYSTOBAG TK 4000 with a capacity of 4000 ml has been developed especially for the requirements in the stationary sector. The non-return valve integrated in the drip chamber ensures a large lumen flow, so that an unhindered drainage of the urine is provided also in case of possible residual tissue or blood clots.

Steriler Urinbeutel zum Auffangen von Urin nach Ableitung durch einen Katheter

- Stufenkonnektor für zuverlässige Anschlüsse
- nadelfreie Urinprobeentnahmestelle
- Schlauch mit Profil
- Schlauchklemme
- Lakenklemme
- zweiteilige Tropfkammer mit Rücklaufventil
- Belüftung an Tropfkammer und Beutel
- universell einsetzbarer Zwillingshalter mit Fixationskordel
- übersichtliche Graduierung
- T-TAP-Ablasshahn Halterung
- T-TAP-Ablasshahn einhändig und kontaminationsfrei bedienbar
- großlumiger Ablasshahn für schnelle Entleerung

Sterile urine bag for collection of urine drained with a catheter

- step connector for reliable links
- needle-free spot for urine specimen
- tube with profile
- tubing clamp
- bed-sheet clamp
- two-part drip chamber with non-return valve
- air vent on drip chamber and bag
- double hanger with strip for all-purpose use
- clearly graduated
- dockhouse
- T-TAP outlet one-handed usable without contamination
- tap with wide lumen for fast emptying



REF	Schlauchlänge	Volumen
REF	Tube length	Volume
4810	112 cm	4000 ml
Hilfsmittelkatalog: 15.25.07.0071		

Verpackung: steril
Originalkarton: 20 Stück

Packaging: sterile
Original carton: 20 pieces